


GEBRAUCHSANWEISUNG

für optimed perkutane Einführbesteck / perkutanes Einführungstest-Set

Beachten Sie!

Das Produkt ist steril (EO-Sterilisation) verpackt, für den einmaligen Gebrauch bestimmt und darf nicht resterilisiert werden. Das Produkt muss kühl, trocken und lichtgeschützt gelagert werden. Bei Beschädigung des Produktes oder der Verpackung darf das Produkt nicht mehr verwendet werden. Die Anwendung darf nur durch einen mit dieser Anwendung vertrauten Arzt erfolgen. Das Medizinprodukt ist nur für die einmalige Verwendung ausgelegt. Keine Wiederaufbereitung! Keine Reinigung, Desinfektion oder Sterilisation! Das Produkt ist nach einer Wiederaufbereitung nicht mehr verwendungsfähig und stellt potenzielle Gefahren sowohl für den Patienten als auch den Anwender dar. Aufgrund der Oberflächenbeschaffenheit und des Designs des Produktes kann eine erfolgreiche Reinigung nach erfolgtem Patienteneinsatz nicht gewährleistet werden. Eine Kontamination ist daher bei einem erneuten Einsatz nicht auszuschließen. Eine Reesterilisation kann die Oberflächen- und Werkstoffeigenschaften von Kunststoffen negativ beeinflussen. Dadurch kann die ursprüngliche Funktionalität des Produktes nicht mehr gewährleistet werden.



Beschreibung / Aufbau

Perkutanes Einführbesteck	Perkutanes Einführbesteck-Set
① Schlauch	① Schlauch
② Dilator	② Dilator
③ Abnehmbarer Dreiwegehahn	③ Abnehmbarer Dreiwegehahn
④ Abnehmbares hämostatisches Ventil	④ Abnehmbares hämostatisches Ventil
	⑤ Führungsdraht
	⑥ Angiokatheter

Phthalate

Dieses Medizinprodukt kann Phthalate enthalten. Bitte entnehmen Sie diese Information dem Etikett auf der Verpackung. Phthalate / Weichmacher dienen dazu den Werkstoff geschmeidiger zu machen. Das Produkt ist so ausgelegt und hergestellt, dass die Risiken durch Stoffe, die dem Produkt entweichen könnten, soweit wie möglich minimiert werden. Dies trifft auch für die Anwendung des Produktes bei Kindern und bei schwangeren oder stillenden Frauen zu.

Hinweis

Indikationen, Kontraindikationen und Anwendung des oben genannten Produktes müssen immer nach heutigem medizinischen Standard erfolgen.

Indikationen

Erleichterte Einführung verschiedener diagnostischer und therapeutischer Instrumente in das periphere Gefäßsystem

Absolute Kontraindikationen

- Kein sicherer perkutaner Zugangsweg möglich
- Nicht therapierbare Blutgerinnungsstörungen

Eventuelle Komplikationen

Prozeduren mit dem oben genannten Produkt dürfen nur von Ärzten durchgeführt werden, die mit den möglichen Komplikationen vertraut sind. Komplikationen können jederzeit während oder nach der Prozedur auftreten. Zu den möglichen Komplikationen gehören:

- Dislokation
- Gewebeverletzungen
- Inkrustation / Okklusion
- Blutungen / Hämatome
- Gefäßperforation / Dissection
- iatrogene Infektionen / Sepsis
- Thrombosen / Embolie
- Schmerzen
- Tod

Achtung

Das perkutane Einführbesteck / -Set ist nicht für den Einsatz im zentralen Blutkreislaufsystem bestimmt (lt. EG-Richtlinie 93/42/EWG, Anhang IX Absatz 1.7. und 1.8.).

Vorbereitung

- Verpackung auf Beschädigung überprüfen. Ist die Verpackung beschädigt, darf das Produkt nicht mehr verwendet werden.
- Produkt aus der Verpackung entnehmen.
- Produkt auf Beschädigung überprüfen. Ein beschädigtes Produkt darf nicht weiter verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass nicht zum Set gehörende Produkte kompatible sind.

Registrierung

Für alle oben genannten Produkte entnehmen Sie die exakten Daten bitte den **optimed**-Prospekten bzw. Produktetiketten. Auf der Verpackung befindet sich das Abziehetikett. Dort sind die Produktdaten registriert.

Hinweise zur korrekten Handhabung

- Perkutanes Einführbesteck nur unter Durchleuchtungskontrolle vorseheben
- Die Einführschleuse nicht ohne Führungsdraht und inneren Dilator vorseheben.
- Führungsdraht, Einführschleusen und Dilatoren nicht abschneiden. Durch Änderungen an der Vorrichtung kann die Funktionalität beeinträchtigt werden.
- Beim Durchstechen, Nähen und Schneiden des Gewebes in der Nähe der Punktionsstelle, kann die Einführschleuse beschädigt werden.
- Vor erneutem Einführen einer medizinischen Vorrichtung, den Inhalt der Einführschleuse durch den Seitenarm des Ventils absaugen und anschließend nach medizinischem Standard spülen.

Einführschleuse nach heutigem medizinischen Standard aseptisch halten.

Handhabung

Die Einführschleuse nach heutigem medizinischen Standard vorbereiten.

Vorbereitung des Patienten

- Lokalanästhesie der Punktionsstelle nach heutigem medizinischen Standard durchführen.

Vorbereitung der Schleuse

- Dilator, Einführschleuse und Seitenarmsschlauch mit heparinierter physiologischer Kochsalzlösung spülen.
- Dilator durch das hämostatische Ventil in die Einführschleuse einführen und verriegeln.

Punktion

- Punktionskanüle in das gewünschte Gefäß einführen und den Führungsdraht legen.
- Wenn der Führungsdraht richtig platziert ist, wird die Punktionskanüle entfernt (Achtung: den Führungsdraht festhalten).
- Über den Führungsdraht wird nun die Einführschleuse mit dem Dilator unter leichter Drehbewegung in das Lumen des Gefäßes eingeführt.
- Position der Einführschleuse überprüfen, indem der Führungsdraht mit Dilator zurückgezogen wird, bis Blut durch den Seitenarm der Spülvorrichtung fließt.
- Dilator über den Führungsdraht entfernen
- Einführschleuse fixieren
- Austausch des kurzen Führungsdrahtes durch einen Standard-Führungsdraht
- Nun können die gewünschten Instrumente durch das hämostatische Ventil in Position gebracht werden.

Beachten Sie

- Bei Auftreten eines Widerstandes, kein weiteres Vorseheben oder Zurückziehen der Einführschleuse. Ebenso sollten bei Auftreten eines Widerstandes keine interventionellen Vorrichtungen (z. B. Führungsdraht, Katheter) weiter durch den Dilator und/oder die Einführschleuse vorgeschoben oder zurückgezogen werden.
- Eine Fortsetzung der Intervention könnte zu ernsthaften Gefäßverletzungen und/oder Beschädigung von Bestandteilen der interventionellen Vorrichtungen führen.
- Vor dem weiteren Vorgehen ist die Ursache des Widerstandes (ggf. unter Durchleuchtung) unbedingt zu ermitteln.

Entfernen der Einführschleuse

- Katheter aus der Einführschleuse entfernen
- Einführschleuse langsam und parallel zur Haut herausziehen
- Punktionswunde nach heutigem medizinischen Standard verbinden

Weiters Vorgehen nach heutigem medizinischen Standard.

Empfohlene Medikation

Die Einleitung der prä-, intra- und postoperativen Medikation sollte nach heutigem medizinischen Standard erfolgen.

Nach dem Einsatz medizinischer Produkte kann ein biologischer Gefahr vorhanden sein. Die Verwendung und Entsorgung von medizinischen Produkten sollte nach gesetzlichen Vorschriften und anerkannten Methoden erfolgen.

Garantiebegrenzung

optimed garantiert, die Produkte mit größtmöglicher Sorgfalt herzustellen. DIES IST DIE ENZIG GÜLTIGE GARANTIE, UND SIE ERSETZT ALLE ANDEREN ABGEGEBENEN GARANTIE-ERKLÄRUNGEN. Es ist zu beachten, dass aufgrund der biologischen Unterschiede der zu behandelnden Personen kein Produkt unter identischen Bedingungen immer absolut wirksam ist. Komponenten von **optimed**-Sets sowie **optimed**-Einzelprodukte sind untereinander kompatibel. Vor dem Einsatz von **optimed**-Einzelprodukten/-Sets mit Fremdprodukten muss der Anwender anwendungsspezifisch die Kompatibilität der Einzelprodukte sicherstellen.

optimed hat keinen Einfluss auf die Anwendung des Produktes, auf die Diagnose des Patienten und auf den Umgang mit dem Produkt außerhalb der Firma. **optimed** kann weder eine gute Wirkung noch eine komplikationsfreie Anwendung des Produktes garantieren. Daher übernimmt **optimed** keinerlei Haftung für Schäden und Kosten. **optimed** wird Produkte einsetzen, die einen Defekt aufweisen, der von **optimed** zu vertreten ist. **optimed** haftet nicht für Folgeschäden jeder Art, die durch Reesterilisation oder Wiederaufbereitung des Produktes verursacht werden.

Mitarbeiter von **optimed** sind nicht berechtigt, die vorgenannten Bedingungen abzuändern, die Haftung zu erweitern oder zusätzliche produktbezogene Verpflichtungen einzugehen.


Produktänderungen vorbehalten.

INSTRUCTIONS FOR USE

for optimed percutaneous introducers / percutaneous introducer sets

Please Note

The product is sterile packaged (EO sterilisation), designed for single use and must not be re-sterilized. The product must be stored in a cool, dry place and protected from light. This product must not be used if either product or packaging are damaged. **Only a doctor familiar with its application may use this product. This medical product is designed for single use only. It must not be reprocessed, cleaned, disinfected or sterilized!** After reprocessing, the product is no longer suitable for use and may constitute a biological risk for both patient and user: owing to the surface composition and design of the product, full effectiveness of cleaning after use cannot be guaranteed and contamination cannot be ruled out if the product is re-used. Re-sterilisation may impair the surface composition and material properties of the plastics used. In this case the original function of the product cannot be guaranteed.



Description / Structure

Percutaneous Introducers	Percutaneous Introducer Sets
① Sheath	① Sheath
② Dilator	② Dilator
③ Removable 3-way stopcock	③ Removable 3-way stopcock
④ (Removable) hemostatic valve	④ (Removable) hemostatic valve
	⑤ Guide wire
	⑥ Angiography needle

Phthalates

This medical product may contain phthalates. Please check the label on the packaging for information. Phthalates (plasticizers) are used to increase the flexibility of the material. The product has been designed and produced in such a way as to minimize risks arising from substances released by the product. This also applies to the use of the product with children and pregnant or breastfeeding women.

Note

Indications, contraindications and application of the above product must always comply with current medical standards.

Indications

Facilitation of introduction of a variety of diagnostic and therapeutic instruments into the peripheral vascular system

Absolute Contra-Indications

- No safe percutaneous access possible
- Non-treatable coagulation disorders

Possible Complications

- Only doctors familiar with the possible complications may apply this product. Complications may occur at any time during or following the procedure. Possible complications include:
 - Dislocation
 - Tissue damage
 - Inkustation / occlusion
 - Hemorrhage/hematoma
 - Vascular perforation / Dissection
 - Iatrogenic infections / sepsis
 - Thromboses / embolism
 - Pain
 - Death
- The percutaneous introducer/introducer set is not suitable for use in the central circulatory system (as per EC regulation 93/42/EEC, annex IX, points 1.7. and 1.8.).

Preparation

- Check packaging for damage. If the packaging is damaged, the product must not be used.
- Remove product from the packaging.
- Check product for damage. A damaged product must not longer be used.
- Ensure that products not belonging to the set are compatible.

Registration

Please see the **optimed** brochures and / or product labels for precise details of all products listed here. The package includes a removable label where product details are registered

Notes on Correct Use

- Only introduce the percutaneous introducer under fluoroscopic control.
- Do not introduce the sheath without the guide wire and inner dilator.
- Do not cut the guide wires, introducer sheath and dilators. Changes to the set may impair its function.
- Care must be taken not to damage the sheath when penetrating, suturing and cutting tissue in the vicinity of the puncture point.
- Before repeating the introduction of a medical instrument, aspirate the contents of the sheath through the side arm of the valve and flush in line with medical standards.

Use

Take care to keep the sheath aseptic in compliance with current medical standards.

Preparing the Patient

- Prepare puncture site in compliance with current medical standards.
- Locally anaesthetise the puncture site in accordance with current medical standards.

Preparing the Sheath

- Flush the dilator, introducer sheath and side arm with heparinized physiological saline solution.
- Introduce the dilator into the sheath through the hemostatic valve and lock.

Puncture

- Introduce the puncture needle into the respective vessel and set the guide wire.
- When the guide wire is correctly positioned, remove the puncture needle (Note: hold the guide wire firmly).
- Now use the guide wire to insert the sheath and dilator into the lumen of the vessel by slightly rotating the device.
- Check the position of the sheath by withdrawing the guide wire and dilator until blood flows through the side arm of the flushing unit.
- Remove the dilator using the guide wire
- Fix the sheath in position
- Replace the short guide wire with a standard guide wire
- Now the desired instruments can be positioned using the hemostatic valve.

Note

- If resistance is encountered do not extend or withdraw the sheath. Likewise, if resistance is encountered do not extend or withdraw any interventional instruments (e.g. guide wire, catheter) through the dilator and/or sheath.
- Continuation of intervention may seriously injure vessels and/or damage the components of the interventional instruments.
- Before proceeding, it is essential to remove the cause of resistance (using fluoroscopic control if necessary).

Removing the Sheath

- Remove the catheter from the sheath
- Slowly remove the sheath in parallel position to the skin
- Dress puncture wound according to current medical standards

Further procedure according to current medical standards.

Recommended Medication

Preoperative, intraoperative and postoperative medication should be initiated in compliance with the current medical standards.

Medical products may constitute a biological risk after use. They should only be used and disposed of in accordance with statutory regulations and acknowledged practice.

Limited Guarantee


optimed guarantees that its products are manufactured with the greatest possible care. THIS IS THE ONLY VALID GUARANTEE AND SUBSTITUTES ALL OTHER GUARANTEE DECLARATIONS WHICH HAVE BEEN GIVEN. It should be noted that no product is always effective under all circumstances; this is due to the biological differences of the persons to be treated. Components of **optimed** sets as well as individual **optimed** products are interchangeable. Because using individual **optimed** products or sets with non-**optimed** products, the user must ensure the compatibility of the individual products with the specific application. **optimed** has no influence on how the product is used, the diagnosis of the patient, nor how the product is handled outside of the company. **optimed** cannot guarantee the effectiveness nor the absence of complications. Therefore, **optimed** assumes no liability for damages and costs. **optimed** will replace products which have a defect for which **optimed** is responsible. **optimed** cannot be held liable for consequential damage of any kind which was caused by resterilising or reprocessing the product. **optimed** employees are not entitled to change the above terms and conditions, to extend the liability, or to assume additional obligations concerning the product. Products are subject to alterations.

MODE D'EMPLOI

pour éléments d'introduction percutanés optimed / Set d'introduction percutanée

Important !

Le produit est sous emballage stérile (stérilisation à l'oxyde d'éthylène) ; il est à usage unique et ne doit pas être re-stérilisé. Stocker le produit dans un endroit sec et frais à l'abri de la lumière. Ne pas utiliser le produit si l'emballage ou le produit lui-même a été endommagé. **Seul un médecin familiarisé avec son emploi est autorisé à l'utiliser. Ce dispositif médical est à usage unique et ne doit pas être réutilisé, nettoyé, désinfecté ou stérilisé !** Après une décontamination, le dispositif est inutilisable et représente un danger potentiel pour le patient comme pour le manipulateur : en raison de sa conception et de sa finition, le nettoyage correct du dispositif après utilisation sur un patient ne peut pas être garanti. Une contamination n'est donc pas exclue s'il est réutilisé. Une stérilisation peut altérer les caractéristiques de surface et du matériau plastique. Le fonctionnement d'origine du dispositif ne peut donc plus être garanti.



Description / Montage

Introduction Percutanés	Set d'Introduction Percutanée
① Gaine d'introduction	① Gaine d'introduction
② Dilateur	② Dilateur
③ Robinet 3 voies amovible	③ Robinet 3 voies amovible
④ Valve hémostatique (amovible)	④ Valve hémostatique (amovible)
	⑤ Fil-guide
	⑥ Aiguille d'angiographie

Phthalates

Ce dispositif médical peut contenir des phthalates. Merci de bien vouloir vous référer aux informations sur l'étiquette de l'emballage. Les phthalates sont des plastifiants servant à rendre un matériau plus souple. Le produit a été étudié et conçu de manière à minimiser les risques potentiels de dégagement de substances du produit. Ceci est également valable dans le cas de l'utilisation du dispositif chez les enfants, les femmes enceintes ou allaitant.

Remarque

Les indications, les contre-indications et l'utilisation des produits présentés ci-dessous doivent toujours correspondre aux normes médicales en vigueur. Se conformer aux directives et aux recommandations des sociétés de médecine.

Indications

Facilite l'introduction de différents types d'instruments pour diagnostic et traitement dans le système vasculaire périphérique.

Contre-Indications Absolues

- Aucune voie d'accès percutanée plus sûre n'est disponible
- Troubles de la coagulation sanguine non traitables

Complications Eventuelles

Seul un médecin familiarisé avec les éventuelles complications est autorisé à entreprendre les procédures impliquant le produit susnommé. Des complications peuvent survenir à tout moment, pendant ou après la procédure. Parmi les éventuelles complications, on mentionnera notamment :

- Dislocation
- Lésions des tissus
- Inkustation / occlusion
- Hémorragie/hématome
- Perforation des vaisseaux / dissection
- Infections iatrogènes / septicémie
- Thromboses / embolies
- Douleurs
- Mort

Attention

Le set d'introduction percutanée ne doit pas être utilisé dans le système circulatoire central (conformément à la directive 93/42/CE, annexe IX, points 1.7. et 1.8.).

Préparation

- Vérifier l'intégrité de l'emballage. Ne pas utiliser le produit si l'emballage est endommagé.
- Déballer le produit en observant les règles d'asepsie et le manipuler conformément aux techniques aseptiques.
- Vérifier si le produit est endommagé. Un produit endommagé ne doit pas être utilisé.
- S'assurer que les produits ne faisant pas partie du kit soient bien compatibles et se conformer à leur mode d'emploi.

Enregistrement

Vous trouverez toutes les données précises concernant ces produits dans les brochures **optimed** ainsi que sur les étiquettes des produits. L'étiquette détachable avec les caractéristiques du produit se trouve sur l'emballage.

Conseils pour une Manipulation Correcte

- Mettre en place le set d'introduction percutanée sous contrôle radiographique.
- Toujours utiliser le dilateur et le fil-guide pour avancer la gaine d'introduction.
- Ne pas couper les fils-guides, les gâchettes, les dilateurs. Toute modification du dispositif risque de nuire à son bon fonctionnement.
- La perforation, les sutures et la dissection du tissu à proximité du site de ponction risquent d'endommager la gaine d'introduction.
- Avant d'insérer un nouveau dispositif, aspirer le contenu de la gaine d'introduction et l'éliminer par le bras latéral et rincer la gaine conformément au standard médical en vigueur.

Manipulation

Manipuler la gaine d'introduction sous aseptie conformément au standard médical en vigueur.

Préparation du Patient

- Préparer le site de ponction selon les normes médicales en vigueur.
- Procéder à l'anesthésie locale du site de ponction selon les normes médicales en vigueur.

Préparation de la Gaine

- Nettoyer le dilateur, la gaine d'introduction et le bras latéral avec du sérum physiologique hépariné.
- Insérer le dilateur dans la gaine d'introduction à travers la valve hémostatique et le bloquer.

Ponction

- Introduire la canule de ponction dans le vaisseau sous-cutané et poser le guide-fil-guide.
- Une fois le guide-fil-guide correctement positionné/parfaitement positionné, retirer la canule de ponction (attention : bien maintenir le fil-guide).
- Introduire maintenant la gaine d'introduction et le dilateur à l'aide du guide-fil-guide en faisant tourner légèrement dans la lumière du vaisseau.
- Vérifier la position de la gaine d'introduction, tout en retirant le guide-fil-guide avec le dilateur jusqu'à écoulement du sang par le bras latéral du dispositif de rinçage.
- Extraire le dilateur à l'aide du fil-guide.
- Immobiliser la gaine d'introduction et désamorcer les fixations.
- Remplacer le fil-guide court par un fil-guide standard
- Les instruments peuvent maintenant être positionnés à travers la valve hémostatique.

Attention

- Si vous sentez une résistance, ne plus avancer ni reculer la gaine d'introduction. Ne plus avancer ni reculer les autres dispositifs interventionnels (p. ex. fil-guide, cathéter) à travers le dilateur et/ou la gaine d'introduction.
- Une poursuite de l'intervention risque de provoquer des lésions sévères des vaisseaux et/ou d'endommager des pièces des dispositifs interventionnels.
- Avant de continuer, il est impératif de trouver la cause de la résistance (le cas échéant faire une radiographie).

Retrait de la Gaine d'Introduction

- Retirer le cathéter de la gaine d'introduction
- Retirer la gaine d'introduction en tirant lentement et parallèlement à l'épiderme
- Panser la lésion de ponction selon les normes médicales en vigueur

Autres procédures selon les normes médicales en vigueur.

Administration des Médicaments Recommandée

La médication pré-, intra- et post-opératoire doit être administrée conformément aux informations des fabricants respectifs et être conforme à la norme médicale en vigueur.

Les produits médicaux peuvent constituer un risque biologique après utilisation. Il convient donc de les utiliser et de les éliminer conformément aux dispositions légales et aux méthodes reconnues.

Limitation de Garantie

La société **optimed** garantit que ses produits ont été fabriqués avec le plus grand soin. C'EST LA SEULE GARANTIE EN VIGUEUR ET ELLE REMPLACE TOUTES LES AUTRES DÉCLARATIONS DE GARANTIE EFFECTUÉS AU PRÉALABLE. Notez qu'en raison des différences biologiques des patients en traitement, aucun produit n'est susceptible d'être efficace dans tous les cas de figure.

Les composants des kits **optimed**, de même que les produits **optimed** individuels sont compatibles entre eux, dans la mesure où les dimensions indiquées sont respectées. Avant d'utiliser des produits **optimed** individuels avec des kits de produits d'autre provenance, **optimed** est tenu de s'assurer de la compatibilité des produits en fonction de l'application.

La société **optimed** n'a aucune influence sur l'utilisation qui est faite du produit, sur le diagnostic du patient ni sur la manipulation du produit à l'extérieur de la société. De même que la société **optimed** ne peut garantir ni l'efficacité, ni l'absence de complications. La société **optimed** n'assume de ce fait aucune responsabilité pour les dommages et les frais encourus. La société **optimed** remplace les produits présentant des vices dont elle est responsable. La société **optimed** n'est pas responsable des dommages dus à une reesterilisation ou une réutilisation du produit, quels qu'ils soient.

En cas de réclamation ou d'indemnité de mauvaise foi, conserver si possible tous les produits de **optimed** ou d'autres fabricants concernés par cet incident. Ces dispositifs doivent être mis à la disposition des autorités compétentes si nécessaire ou, le cas échéant, des fabricants eux-mêmes, pour des analyses complémentaires.

Les employés de la société **optimed** ne sont pas autorisés à modifier les conditions mentionnées ci-dessus, à élargir la responsabilité ou à assumer des obligations supplémentaires concernant les produits.

Les produits sont sujets à modifications.

KULLANMA KILAVUZU

optimed Perkutan Sokma Takımları / Perkutan Sokma Takımı Seti

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar!

Ürün steril olarak paketlenmiştir (EO-Sterilizasyon). Bir defaya mahsus olarak kullanılır ve kullanıldıktan sonra tekrar sterilize edilemez. Karanlık, serin ve kuru ortamda saklanır. Hasarlı ürün yada hasarlı pakette bulunan ürün kullanılmamalıdır. Ürün sadece ürün hakkında bilgi sahibi olan doktor tarafından kullanılmalıdır. Tıbbi ürün sadece bir kereye mahsus kullanılmak için üretilmiştir. Ürünü ikinci bir kullanıma hazırlanmaya, temizlemeye, dezenfekte veya sterilize etmeyiniz! Kullanıma yeniden hazırlanan ürün işlevini artık yerine getiremez, hem hasta hem de kullanıcı için tehlike arzeder. Yüzeyini ve dış yapının özellikleri nedeniyle, ürünün kullanıldıktan sonra gerektiği gibi temizlenmesi mümkün olmayıp, kullanıldıktan sonra yetersiz temizlenmesi garanti edilemez. Yeniden sterilize edilmesi ise yüzey ve malzeme için olumsuz etkileyebilir. Bundan dolayı aletin alet işlevini yerine getireceği garanti edilemez.


I

ISTRUZIONI D'USO

per strumenti di inserimento percutaneo *optimed* / set strumenti di inserimento percutaneo

Attenzione!

Il prodotto è venduto in confezione sterile (sterilizzazione EO), è indicato per un'unica applicazione e non può essere sterilizzato. Conservare in luogo fresco, asciutto e protetto dalla luce. Se il prodotto o la confezione risultano danneggiati, il prodotto non deve essere utilizzato. **l'utilizzo del prodotto deve avvenire solo a cura di un medico che abbia esperienza con l'uso di questo prodotto. Il prodotto medico è predisposto per un solo utilizzo. Non è consentito il trattamento a scopo di riutilizzo! Non sono consentite la pulizia, la disinfezione o la sterilizzazione! Il prodotto non è più utilizzabile in seguito a trattamento a scopo di riutilizzo e costituisce un potenziale pericolo sia per il paziente che per l'utilizzatore: date le caratteristiche delle superfici e del design del prodotto non è possibile garantire una pulizia efficace dopo il suo utilizzo sul paziente. In caso di rinnovo utilizzo non si esclude pertanto la contaminazione. Una sterilizzazione può influenzare negativamente le caratteristiche delle superfici e dei materiali in plastica. Di conseguenza non è più possibile garantire la funzionalità originaria del prodotto.**



Descrizione / Struttura	Strumenti di Inserimento Percutaneo	Set Strumenti di Inserimento Percutaneo
	① Introduttore ② Dilatore ③ Rubinetto a tre vie rimovibile ④ Valvola emostatica (rimovibile)	① Introduttore ② Dilatore ③ Rubinetto a tre vie rimovibile ④ Valvola emostatica (rimovibile) ⑤ Filo guida ⑥ Ago angiografico

Filati
Questo prodotto medico può contenere filati. Si prega di consultare le relative informazioni contenute sull'etichetta della confezione. Gli filati/plastici servono a rendere più soffice il materiale. Il prodotto è impostato in modo tale da ridurre al minimo i rischi dovuti a sostanze che potrebbero fuoriuscire dal prodotto. Ciò vale anche nel caso di applicazione del prodotto su bambini e donne in gravidanza o durante l'allattamento.

Nota
Le indicazioni, le controindicazioni e l'uso del prodotto sopra citato devono sempre seguire gli standard medici attualmente vigenti. È necessario tenere conto delle direttive e delle raccomandazioni delle rispettive società mediche specialistiche.

Indicazioni
Introduzione semplificata di diversi strumenti diagnostici e terapeutici nel sistema vascolare periferico.

Controindicazioni Assolute
● Non è possibile alcun accesso percutaneo sicuro.
● Disturbi della coagulazione non curabili.

Eventuali Complicazioni
Le procedure con il prodotto sopra descritto devono essere eseguite solo da un medico che abbia esperienza con le possibili complicazioni. Le complicazioni possono insorgere in qualsiasi momento durante o dopo la procedura. Tra le possibili complicazioni figurano:

- Dislocazione
- Lesioni dei tessuti
- Occlusione/incrostazione
- Sanginamenti/ematomi
- Perforazione di organi/dissezioni
- Infezioni iatrogenhe/sepsi
- Trombosi/embole
- Dolori
- Morte

Attenzione
● Gli strumenti di inserimento/ il set di strumenti di inserimento percutaneo non sono adatti per un impiego nel sistema circolatorio centrale (ai sensi della Direttiva 93/42/CEE, Allegato K, paragrafo 1.7. e 1.8.).

Preparazione
● Controllare che la confezione sia integra. Se la confezione risulta danneggiata, il prodotto non deve essere utilizzato.
● Estrarre il prodotto dalla confezione impiegando una tecnologia asettica e continuare a trattare in condizioni asettiche.
● Controllare che il prodotto non sia danneggiato. Non utilizzare un prodotto danneggiato.
● Assicurarsi che i prodotti che non fanno parte del sistema siano compatibili e leggere attentamente le rispettive istruzioni per l'uso.

Registrazione
Per i dati tecnici dei prodotti di cui sopra si rimanda ai rispettivi prospetti **optimed** ovvero alle etichette del prodotto. Sulla confezione è applicata l'etichetta staccabile, dove sono registrati i dati del prodotto.

Norme per l'Utilizzo Corretto
● Inserire lo strumento di inserimento percutaneo solo dietro controllo fluoroscopico
● Non inserire la cannula inseribile senza filo guida e dilatore interno.
● Non tagliare i fili guida, le cannule inseribili e i dilatatori. Eseguendo modifiche sul dispositivo è possibile comprometterne la funzionalità.
● Eseguendo una puntione, applicando i punti ed effettuando dei tagli sul tessuto in prossimità della zona soggetta a puntione potrebbe verificarsi un danneggiamento della cannula inseribile.
● Prima del nuovo inserimento di un dispositivo medicale aspirare il contenuto della cannula inseribile mediante il braccio laterale della valvola e infine risciacquare secondo gli standard medici vigenti.

Mantenere la cannula inseribile in condizioni asettiche secondo gli standard medici vigenti.

Applicazione
● Preparare la zona soggetta a puntione secondo gli standard medici vigenti.
● Eseguire l'anestesia locale della zona di puntione secondo gli standard medici vigenti.

Preparazione del Paziente
● Risciacquare il dilatore, la cannula inseribile e il raccordo laterale utilizzando una soluzione salina eparinizzata fisiologica.

Preparazione della Cannula
● Introdurre il dilatore nella cannula inseribile attraverso la valvola emostatica e bloccare.

Punzione
● Introdurre la cannula di puntione nel vaso desiderato e posizionare il filo guida.
● Quando il filo guida è correttamente posizionato viene rimossa la cannula di puntione (Attenzione: tenere saldamente il filo guida).
● Attraverso il filo guida viene a questo punto introdotta la cannula inseribile nel lume del vaso utilizzando il dilatore ed eseguendo un leggero movimento rotante.
● Verificare la posizione della cannula inseribile tirando il filo guida con il dilatore fino a che il sangue non scorre attraverso il braccio laterale del dispositivo di riscaldamento.
● Rimuovere il dilatore attraverso il filo guida
● Fissare la cannula inseribile
● Sostituzione del filo guida corto mediante filo guida standard
● A questo punto è possibile posizionare gli strumenti desiderati al di sopra della valvola emostatica.

Attenzioni
● In caso di resistenza non inserire ulteriormente o ritirare la cannula inseribile. In tal caso non è neanche possibile inserire o estrarre dispositivi medici (ad es. filo guida, catetere) attraverso il dilatore e/ o la cannula inseribile.
● Una prosecuzione dell'intervento potrebbe provocare lesioni gravi dei vasi e/o danneggiare i componenti dei dispositivi medici.

Rimozione della Cannula Inseribile
● Prima di proseguire determinare assolutamente le cause della resistenza (eventualmente mediante illuminazione).
● Estrarre il catetere dalla cannula inseribile
● Estrarre la cannula inseribile lentamente e parallelamente rispetto alla cute
● Collegare la lesione da puntione secondo gli standard medici vigenti

Procedere secondo gli standard medici vigenti.

Medicazione Consigliata
La predisposizione alla medicazione percutanea, endovascolare e postchirurgica deve avvenire conformemente alle rispettive informazioni del produttore e seguendo gli standard medici attualmente vigenti.

All'impiego di prodotti medici è collegato un rischio biologico. Per questo motivo, utilizzare e smaltire i prodotti conformemente alle normative di legge vigenti e secondo metodi riconosciuti.

Termini di Garanzia
optimed garantisce che i prodotti sono realizzati con la massima accuratezza possibile. QUESTA È LA SOLA E UNICA GARANZIA VALIDA E SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE DICHIARAZIONI DI GARANZIA RILASCIATE.

Si precisa che, a causa delle differenze biologiche dei soggetti sottoposti a trattamento, nessun prodotto è efficace in maniera assoluta in tutte le condizioni.

I componenti dei set **optimed**, come pure i singoli prodotti **optimed**, sono compatibili tra loro a condizione che si tenga conto delle misure.

Prima di utilizzare singoli prodotti/ set di prodotti **optimed** insieme a prodotti di altre marche, l'utente deve accertarsi della compatibilità specifica d'uso dei singoli prodotti.

optimed non ha alcuna influenza sull'impiego del prodotto, sulla diagnosi del paziente, né sull'utilizzo del prodotto al di fuori dell'azienda. **optimed** non può garantire né un buon effetto né un impiego del prodotto esente da complicazioni. **optimed** non si assume pertanto alcuna responsabilità per danni e costi. **optimed** sostituirà i prodotti che presenteranno un difetto per il quale **optimed** stessa è responsabile. **optimed** non si assume alcuna responsabilità per danni conseguenti di qualsiasi natura causati dalla sterilizzazione o del risultato del prodotto.

In caso di reclamo o di un evento per il quale vige l'obbligo di notifica o un potenziale obbligo di notifica, tutti i prodotti di **optimed** o di altri produttori legali all'evento dovranno essere, per quanto possibile, conservati. Qualora sia necessario, questi dovranno essere messi a disposizione delle autorità competenti e eventualmente dei produttori stessi ai fini dell' esecuzione di ulteriori analisi.

Il personale **optimed** non è abilitato a modificare le condizioni succitate, ad ampliarla la responsabilità, né a contrarre ulteriori obblighi relativi ai prodotti.

optimed si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti.


E

INSTRUCCIONES DE USO

para instrumentos de inserción percutáneos *optimed* /Juego de instrumentos de inserción percutáneos

¡Atención!

El producto se suministra estéril (esterilización por óxido de etileno), está indicado para un único uso y no debe esterilizarse de nuevo. El producto debe almacenarse en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. El producto ya no se puede utilizar si presenta daños o el embalaje se ha deteriorado. Sólo un médico familiarizado con la aplicación está capacitado para utilizarlo. El producto médico ha sido diseñado para un solo uso. No realice modificaciones. El producto no debe limpiarse, desinfectarse o esterilizarse! En caso de que el producto vuelva a prepararse para ser aplicado de nuevo, perdería sus propiedades y representaría un peligro potencial tanto para el paciente como para el usuario: las propiedades de la superficie y del diseño del producto hacen no es posible garantizar una correcta limpieza una vez ha sido aplicado que los riesgos que podrían derivarse de la liberación de sustancias del producto se han minimizado al máximo. Esto afecta igualmente a la aplicación del producto en niños y en mujeres embarazadas o lactantes. La reesterilización puede afectar negativamente a las propiedades de la superficie y de los materiales plásticos. Por esta razón, no puede seguir garantizándose la funcionalidad original del producto.



Descripción/ Montaje	Instrumentos de Inserción Percutáneos	Juego de Instrumentos de Inserción Percutáneos
	① Escucha ② Dilator ③ Llave de tres vías ④ Válvula hemostática (extraíble)	① Escucha ② Dilator ③ Llave de tres vías ④ Válvula hemostática (extraíble) ⑤ Alambre de guía ⑥ Aguja de angiografía

Filatos
Este producto médico puede contener filatos. Consulte esta información en la etiqueta del embalaje. Los filatos/ plásticos sirven para incrementar la flexibilidad del material. La preparación y fabricación del producto se ha realizado de tal modo que los riesgos resultantes de sustancias liberadas. Así como la utilización en crianças y mujeres grávidas o en tal modo igualmente a la aplicación del producto en niños y en mujeres embarazadas o lactantes.

Nota
Las indicaciones, contraindicaciones y el empleo del producto mencionado anteriormente siempre se deben respetar de acuerdo con la normativa médica actual. También deberán tenerse en cuenta las directrices y recomendaciones pertinentes de los colegios médicos respectivos.

Indicaciones
Introducción sencilla de distintos instrumentos terapéuticos o de diagnóstico en el sistema vascular periférico.

Contraindicaciones Absolutas
● Si no existe ningún acceso percutáneo seguro
● Si existen disfunciones no tratables de la coagulación sanguínea

Posibles Complicaciones
Los procedimientos que se llevan a cabo con el producto mencionado anteriormente sólo los pueden efectuar médicos familiarizados con los posibles complicaciones. Las complicaciones pueden originarse en cualquier momento durante y después del procedimiento. Entre las posibles complicaciones se enumeran las siguientes:

- Dislocación
- Dales tisulares
- Incrustación/oclusión
- Hemorragias/hematomas
- Perforación/Dissección de vaso
- Infecciones iatrogénicas/Sepsis
- Trombosis/Embolias
- Dolores
- Muerte

Atención
● El juego de instrumentos de inserción percutáneos no ha sido fabricado para su uso en el sistema de circulación sanguíneo central (de acuerdo con la directiva 93/42/CEE, apéndice K, párrafo 1.7. y 1.8.).

Preparación
● Compruebe si el embalaje presenta daños. Se así, el producto ya no se puede utilizar.
● Saque el producto del embalaje con técnica aséptica y siga tratándose de forma aséptica.
● Compruebe si el producto presenta daños. Un producto dañado no se puede utilizar.
● Asegúrese de que los productos que no pertenecen al sistema son compatibles y tenga en cuenta sus instrucciones de uso.

Registro
Sivase consultar los datos exactos de todos los productos mencionados anteriormente en los prospectos y las etiquetas de los productos **optimed**. En el embalaje se encuentra la etiqueta despegable. En dicha etiqueta están registrados los datos del producto.

Indicaciones para su Uso Correcto
● Introduzca los Instrumentos de inserción percutáneos utilizando siempre un control de rayos-x dinámico
● No introduzca la escucha en el alambre de guía y el dilator interno.
● No corte el alambre de guía, las escusas ni los dilatadores. La modificación del dispositivo puede afectar a su funcionalidad.
● Al perforar, coser y cortar el tejido cerca del lugar de punción, la escucha puede dañarse.
● Antes de volver a introducir un dispositivo médico, aspire el contenido de la escucha por el brazo lateral de la válvula y enjuague cuidadosamente de acuerdo con las normas médicas habituales.

Mantener la escucha aséptica de acuerdo con las normas actuales de la medicina.

Manejo
● Preparar el lugar de punción según las normas actuales de la medicina.

Preparación del Paciente
● Realizar la anestesia local del lugar de punción según las normas actuales de la medicina.

Preparación de la Escucha
● Lave el dilator, la escucha y el conector lateral con solución salina fisiológica heparinizada.

Punción
● Introducir el dilator, la escucha y el dilator por la válvula hemostática en la escucha.

- Introduzca la cánula de punción en el vaso deseado y colocar el alambre de guía.
- Cuando el alambre de guía esté correctamente empalmado, se extrae la cánula de punción (Atención: sujetar bien el alambre de guía).
- A través del alambre de guía se introduce gradualmente la escucha con el dilator en la luz del vaso, girando suavemente.
- Comprobar la posición de la escucha, retirando el alambre de guía con el dilator, hasta que fluya sangre a través del brazo lateral del dispositivo de barrido.
- Retire el dilator a través del alambre de guía
- Seguidamente se fija la escucha
- Cambio del alambre de guía corto por un alambre de guía estándar
- Seguidamente pueden posicionarse los instrumentos que se desee por la válvula hemostática.

Tenga en Cuenta
● Si detectara alguna resistencia, debe de avanzar o retirar la escucha. Cuando se detecta una resistencia, tampoco debe introducirse o retirarse ningún otro dispositivo intervencional (p. ej., alambre de guía, catéter) por el dilator y/o la escucha. De proseguir la intervención podrían producirse graves lesiones en los vasos y/o ocasionar daños en los componentes de los dispositivos intervencionales.

- Antes de proseguir, debe comprobarse sin falta cuál es la causa de la resistencia (en su caso, mediante fluoroscopia).

Extracción de la Escucha
● Extraer el catéter de la escucha
● Sacar la escucha lentamente y paralela a la piel
● Vender la herida de la punción según las normas actuales de la medicina

Realizar el procedimiento ulterior según las normas actuales de la medicina.

Medicación Recomendada
El suministro de medicamentos antes, durante y después de la intervención debe llevarse a cabo de acuerdo con la información suministrada por el fabricante y según la normativa médica actual.

La utilización de productos médicos puede conllevar un riesgo de peligro biológico. El empleo y la eliminación de productos médicos deben llevarse a cabo según las directrices legales y los métodos autorizados.

Limitación de la Garantía
optimed garantiza que sus productos se han fabricado con el máximo cuidado posible. ESTA ES LA ÚNICA GARANTÍA VÁLIDA Y SUSTITUTIVE AL RESTO DE DECLARACIONES PROPORCIONADAS SOBRE LA GARANTÍA.

Debido a la existencia de diferencias biológicas entre las personas hay que tener en cuenta que ningún producto es totalmente eficaz en cualquier condición.

Los componentes de los conjuntos de productos de **optimed**, así como sus productos individuales, son compatibles entre sí, siempre que se respeten los datos sobre el tamaño. Antes de combinar los productos individuales y los conjuntos de productos de **optimed** con productos de otros fabricantes, el usuario debe asegurarse de que los productos individuales son compatibles en cuanto al uso específico.

optimed no ejerce ninguna influencia sobre el uso de los productos, el diagnóstico de los pacientes ni en como el producto es manipulado fuera de la empresa. **optimed** no puede garantizar la efectividad del producto o la ausencia de complicaciones.

Por lo tanto, **optimed** no asume ninguna responsabilidad por daños, ni sus respectivos costos. **optimed** sustituirá aquellos productos que tengan un defecto cuyo origen pueda ser atribuido a **optimed** **optimed** no se responsabiliza de productos de ningún tipo de consecuencia cuyo origen sea debido a una nueva esterilización o reciclado del producto.

En caso de una reclamación, de un suceso que objetivamente o potencialmente deba comunicarse, deberán guardarse, en lo posible, todos los productos de **optimed** o de otros fabricantes que estén relacionados con el incidente. De requerirse, deberán ponerse a disposición de las autoridades competentes o, en su caso, de los fabricantes mismos para realizar más análisis.

Los empleados de **optimed** no están autorizados a modificar las condiciones anteriormente mencionadas, a ampliar la responsabilidad o a añadir obligaciones adicionales en relación con el producto.

Modificaciones del producto reservadas.


P

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

para *optimed* instrumentos de acesso percutâneo /kit de instrumentos de acesso percutâneo

Atenção!

O produto é fornecido numa embalagem esterilizada (esterilização com óxido de etileno), para uso único e não pode ser esterilizado novamente. O produto necessita de ser armazenado em local frio, seco e protegido da luz. No caso do produto ou da embalagem apresentarem danos, o produto não deverá ser utilizado. Apenas um médico familiarizado com esta aplicação poderá realizá-lo. O dispositivo médico destina-se a uma única utilização. Não deve ser reprocessado, limpo, desinfetado ou esterilizado! Após utilização, o dispositivo médico não deve ser reutilizado e pode constituir risco biológico tanto para o paciente quanto para o utilizador: devido às propriedades da superfície e do design do produto, não é possível garantir limpeza bem-sucedida após ter sido utilizado no paciente. Portanto não é possível excluir contaminação no caso de uma reutilização de produto. Uma reesterilização pode alterar a composição de superfície e as propriedades de material plástico usado. Desta forma a funcionalidade original do produto não pode ser garantida.



Descrição / Estrutura	Instrumentos de Acesso Percutâneo	Kit de Instrumentos de Acesso Percutâneo
	① Bainha de acesso ② Dilator ③ Válvula de três vias removível ④ Válvula hemostática (removível)	① Bainha de acesso ② Dilator ③ Válvula de três vias removível ④ Válvula hemostática (removível) ⑤ Fio guia ⑥ Agulha angiográfica

Filatos
Este dispositivo médico pode conter filatos. Por favor verifique a etiqueta da embalagem para obter informação. Filatos/ emulentes são usados para aumentar a flexibilidade do material. O produto foi concebido e produzido de modo a minimizar os riscos resultantes de substâncias libertadas. Assim como a utilização em crianças e mulheres grávidas ou a amamentar.

Indicação
Indicações, contra-indicações e aplicação do dispositivo médico acima indicado devem estar em conformidade com as normas médicas atuais. Devem ser obedecidas as orientações e recomendações das correspondentes associações médicas especializadas.

Indicações
Introdução facilitada de diferentes instrumentos para diagnóstico ou terapêuticos no sistema vascular periférico

Contra-Indicações Absolutas
● Não é possível via de acesso percutânea segura
● Alteração na coagulação sanguínea sem possibilidade de tratamento

Possíveis Complicações
Unicamente médicos familiarizados com as possíveis complicações podem aplicar este produto. Complicações podem ocorrer em qualquer momento durante ou após o procedimento. Possíveis complicações incluem:

- Deslocamento
- Lesões de tecido
- Incrustação/Occlusão
- Hemorragias/Hematomas
- Perforação/Dissecação de vaso
- Infeções iatrogénicas/Sepsia
- Tromboses/Embolias
- Dor
- Óbito

Atenção
● O kit/instrumentos de acesso percutâneo não se destina à utilização no sistema circulatório sanguíneo central (conforme a Directiva 93/42/EGS, anexo K, parágrafo 1.7. e 1.8.).

Preparação
● Verifique se a embalagem apresenta danos. Se a embalagem estiver danificada, o produto não deve ser utilizado.
● Remover o produto com técnica aséptica da embalagem e manipular asépticamente.
● Verifique o produto em relação a danos. Um produto danificado não deve ser utilizado.
● Certifique-se de que os produtos que não fazem parte do kit são compatíveis e esteja atento às suas instruções de utilização.

Registo
Para todos os produtos mencionados acima obtenha os dados exatos dos prospectos ou rótulos dos produtos **optimed**. Sobre a embalagem encontra-se a etiqueta removível. Ali encontram-se registados os dados do produto.

Indicações para o Manuseamento Correcto
● Apenas *avancar* com o instrumento de acesso percutâneo com utilização de controlo radiográfico
● Não *avancar* com a bainha de acesso sem o fio guia e o dilator interno.
● Fios guia, bainhas de acesso e diladores não devem ser cortados. Uma alteração do dispositivo pode prejudicar a sua funcionalidade.
● Ao perfurar, suturar e cortar o tecido nas proximidades do local de punção, a bainha de acesso pode ser danificada.
● Antes de uma nova introdução de um dispositivo médico, aspire o conteúdo da bainha de acesso através da abertura lateral da válvula e em seguida enaguar conforme standard médico.

Manten a bainha de acesso aséptica conforme standard médico actual.

Manuseamento
● Preparar o local da punção conforme standard médico actual.

Preparação do Paciente
● Proceder com a anestesia do local da punção conforme standard médico actual.

Preparação da Bainha de Acesso
● Enlavar o dilator, a bainha de acesso e o adaptador lateral com solução salina fisiológica heparinizada.

Punción
● Introduzir o dilator através da válvula hemostática na bainha de acesso e travar.

- Introduzir a câmbula de punção no vaso desejado e colocar o fio guia.
- Quando o fio guia estiver posicionado correctamente, a câmbula de punção é removida (Atenção: segurar o fio guia).
- Através do fio guia, então introduz-se a bainha de acesso com o dilator na cavidade do vaso com ligeiro movimento de rotação.
- Verificar a posição da bainha de acesso ao puxar o fio guia com dilator até que escor sangue pela abertura lateral do dispositivo de enquadramento.
- Remover o dilator através do fio guia
- Fixar a bainha de acesso
- Substituição do fio guia curto por um fio guia standard
- Então será possível posicionar-se os instrumentos desejados por meio da válvula hemostática.

Atenção
● Caso ocorra uma resistência, não prosseguir com a introdução ou remoção da bainha de acesso. Da mesma forma, caso ocorra alguma resistência, não prosseguir com o *avango* ou a remoção de dispositivos de intervenção (p. ex. fio guia, catetere) através do dilator e/ou a bainha de acesso. De proseguir com a intervenção pode acarretar lesões graves aos vasos e/ou danos aos componentes dos dispositivos de intervenção.
● Antes de prosseguir é imprescindível verificar a causa da resistência (eventualmente por meio de radiografia).

Remoção da Bainha de Acesso
● Remover o cateter da bainha de acesso
● Remover a bainha de acesso lentamente e paralelamente à pele
● Unir a lesão da punção conforme standard actual da medicina

Demais procedimentos conforme standard actual da medicina

Medicação Recomendada
Medicação pré, intra e pós operacional deve ser iniciada de acordo com as informações fornecidas pelo fabricante em questão e em conformidade com as normas médicas atuais.

Após a sua utilização, os dispositivos médicos podem produzir um risco biológico. A sua utilização e eliminação devem ser feitas de acordo com a legislação e métodos reconhecidos.

Limitação de Garantia
A *optimed* garante o máximo cuidado no fabrico dos seus produtos. ESTA É A ÚNICA GARANTIA VÁLIDA E SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS DECLARAÇÕES DE GARANTIA DADAS.

Note-se que nenhum produto é sempre eficaz em todas as circunstâncias, devido às diferenças biológicas das pessoas a serem tratadas.

Os componentes do conjunto **optimed** e os produtos individuais **optimed** são compatíveis entre si, desde que os dados relativos aos tamanhos sejam observados. Antes de utilizar produtos individuais/conjuntos **optimed**, com produtos produzidos por terceiros, o utilizador deve assegurar-se da compatibilidade dos produtos individuais com a aplicação específica.

optimed não tem nenhuma influência sobre a forma como o produto é utilizado, o diagnóstico do paciente, nem como o produto é manipulado fora da empresa. **optimed** não pode garantir a eficácia nem a ausência de complicações. Portanto, **optimed** não assume qualquer responsabilidade por perdas e danos. **optimed** substituirá dispositivos que apresentem defeito pelos quais **optimed** seja responsável. **optimed** não se responsabiliza por quaisquer danos causados em consequência da reesterilização ou reprocessamento do produto.

Na eventualidade de uma reclamação, de um potencial incidente repetitivo, todos os produtos relacionados com o incidente e feitos pelo *optimed* ou qualquer outra marca devem ser guardados. Sempre que necessário, estes devem ser colocados à disposição das autoridades competentes ou, conforme o caso, após próprios laboratórios para que possam ser efetuadas análises adicionais.

Os funcionários do **optimed** não estão autorizados a alterar os termos e condições acima estabelecidas, a ampliar a responsabilidade ou a assumir compromissos adicionais com o produto.

Reservamo-nos o direito de alterar o produto.


GR

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

για *optimed* διαθεράμια εργαλεία εισαγωγής /σετ διαθεράμικων εργαλείων εισαγωγής

Προσοχή!

Το προϊόν είναι σφραγισμένο σε αποστειρωμένο συσκευασία (αποστείρωση με οξείδιο αιθυλίου), προορίζεται για μία χρήση και δεν πρέπει να αποστειρωθεί εκ νέου. Πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό και σκοτεινό μέρος. Σε περίπτωση βλάβης του προϊόντος ή της συσκευασίας δεν επιτρέπεται η χρήση του προϊόντος. Η χρήση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο γιατρό. Το φαρμακευτικό προϊόν είναι κατασκευασμένο για μία μόνο χρήση. Δεν εκ νέου χρήση! Δεν καθαρίζεται, απολύμανση ή αποστείρωση! Το προϊόν μετά την επανεπεξεργασία δεν είναι πιο κατάλληλο προς χρήση και αποτελεί ενδεχόμενους κίνδυνος τόσο για τον ασθενή όσο και για τον χρήστη. Βάσει της φύσης της επεξεργασίας και της σχεδίασης του προϊόντος δεν διασφαλίζεται η επιτυχής καθαρισμός μετά τη χρήση σε ασθενή. Σε εκ τούτων δεν αποκλείεται μολύνση σε περίπτωση νέας χρήσης. Επανεπεξεργασμένη αποστείρωση μπορεί να επιβιώσει αρνητικά στις ιδιότητες επεξεργασίας και υλικού των συνθετικών υλικών. Έτσι δεν μπορεί να διασφαλιστεί πλέον η αρχική λειτουργικότητα του προϊόντος.



Περιγραφή / Δομή	διαθεράμικα εργαλεία εισαγωγής	σετ διαθεράμικων εργαλείων εισαγωγής
	① Περιβλήμα ② Διοστολάς ③ Αποσπώμενη τριτοβάθια βαλβίδα ④ (Αποσπώμενη) αυστοστατική βαλβίδα	① Περιβλήμα ② Διοστολάς ③ Αποσπώμενη τριτοβάθια βαλβίδα ④ (Αποσπώμενη) αυστοστατική βαλβίδα ⑤ Σόρια εισαγωγής ⑥ Βελόνα αγγειακής προσιταλίας

Φυλάκ
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν μπορεί ενδεχομένως να περιέχει φυλάκ. Παρακολουθεί να ανατρέξετε για την πληροφορία αυτή στην ετικέτα της συσκευασίας. Φυλάκας ενδοκυτταρικών/επιφανειακών έχουν από το βελούδινο την ελκυστικότητα του υλικού. Σύνδεση και παραγωγή του προϊόντος είναι τέτοια, ώστε οι κίνδυνοι από ενδεχόμενη έλκυση ουλών από το προϊόν να είναι μειωμένοι κατά το δυνατόν στο ελάχιστο. Αυτό ισχύει επίσης και για τη χρήση του προϊόντος σε παιδιά και σε ενήλικες ή θηλάζουσες γυναίκες.

Υποδείξη
Ο ενδείξεις, οι αντενδείξεις και η χρήση του προαναφερμένου προϊόντος πρέπει να βασίζονται πάντα στις τρέχουσες ιατρικές προδιαγραφές.

Διασφαλίζει την εισαγωγή διαφόρων διαγνωστικών και θεραπευτικών εργαλείων στο περιφερικό αγγειακό σύστημα.

Ενδείξεις
● Μη ασφαλή διαθεράμια δίκτυωση
● Μη θεραπευτική διασταστοχή στην πίεξη του αίματος

Αντενδείξεις
Οι ενδείξεις με το σωτήριο αναρρόφωτο προϊόν πρέπει να διασφαλίζονται μόνο από ιατρούς που γνωρίζουν τις πιθανές επιπλοκές. Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης μπορεί να προκύψουν επιπλοκές από πάσα στιγμή. Στις πιθανές επιπλοκές περιλαμβάνονται:

- Μετατόπιση
- Ιστική τραυματισμό
- Επικλοσποίηση/αποφύση
- Αγγιόρροια/αυτισμός
- Λήψη/ση/διαρροή/σπινθηρί
- Ιατρογενείς μολύνσεις/σπληή
- Θρόμβωση/εμβολία
- Άλγη
- Θάνατος

Προσοχή
● Το διαθεράμικα αυτό εργαλείο/σετ εισαγωγής δεν προορίζεται για εισαγωγή στο κεντρικό κυκλοφορικό σύστημα (σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ 93/42/ΕΟΚ, παράρτημα Κ, παράγραφος 1.7. και 1.8.).

Προετοιμασία
● Ελέγξτε τη συσκευασία για φθορές. Εάν η συσκευασία έχει υποστεί φθορές, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί το προϊόν.
● Αφαιρέστε το προϊόν από τη συσκευασία.
● Ελέγξτε το προϊόν για φθορές. Δεν επιτρέπεται η χρήση προϊόντος που έχει υποστεί βλάβη.
● Βεβαιωθείτε ότι προϊόν που δεν ανήκουν στο σετ είναι συμβατά.

Καταχώρηξη
Ανατρέξτε στα φυλλάδια του **optimed** ή στην ετικέτα των προϊόντων για τα ακριβή στοιχεία όλων των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω. Στη συσκευασία υπάρχει η σφραγισμένη ετικέτα. Εάν έχει καταχωρηθεί τα στοιχεία προϊόντος.